

## Presentación

Cutimed® Sorbact®	Tamaño	Nº de Ref	Unidades por caja
<b>Compresa absorbente</b>  Con núcleo absorbente para la gestión del exudado.	7 x 9 cm	72161-01	5
	7 x 9 cm	72161-00	40
	10 x 10 cm	72162-01	5
	10 x 10 cm	72162-00	40
	10 x 20 cm	72163-00	20
<b>Venda de gasa</b>  Para heridas cavitadas.	2 x 50 cm	72166-00	20
	5 x 200 cm	72167-00	10
<b>Gasa</b>  Apósito plano y plegado para heridas profundas o superficiales.	4 x 6 cm	72164-01	5
	4 x 6 cm	72164-00	40
	7 x 9 cm	72165-01	5
	7 x 9 cm	72165-00	40
<b>Torundas Redondas</b>  Para taponar o limpiar la herida.	± 3 cm ø	72168-00	5 un x 14 sobres (70 un)
<b>Sorbact® Gel</b>  impregnado de hidrogel.	7.5 x 7.5 cm	72611-00	10
	7.5 x 15 cm	72611-01	10
<b>Sorbact® Hydroactive B (border)</b>  Matriz hidropolimérica en gel absorbente con tecnología Sorbact®.	7 x 8.5 cm	79933-00	10
	14 x 14 cm	79933-02	10
	19 x 19 cm	79933-03	10
	14 x 24 cm	79933-04	10
<b>Sorbion® Sorbact®</b>  Apósito superabsorbente de adhesión bacteriana.	10 x 10 cm	72698-00	10
	10 x 20 cm	72698-01	10
	20 x 20 cm	72698-02	10
	20 x 30 cm	72698-03	10
<b>Leukomed® Sorbact®</b>  Apósito postquirúrgico impermeable y transpirable con compresa absorbente y capa de contacto con la herida con tecnología Sorbact®.	5 x 7.1 cm	76199-00	20
	8 x 10 cm	76199-01	20
	8 x 15 cm	76199-02	20
	10 x 20 cm	76199-03	20
	10 x 25 cm	76199-04	20
	10 x 30 cm	76199-05	20
	10 x 35 cm	76199-06	20

**Profundidad de la herida**

- Superficial
- ▼ Profunda
- ▼ Superficial + profunda

**Fase de la herida**

- Necrosis
- Infección
- Esfacelos
- Granulación
- Epitelización

**Niveles de exudado**

- ☉ Nulo a ligero
- ☉ Ligero a moderado
- ☉ Moderado a elevado
- ☉ Elevado o muy elevado

Sorbact® es una marca registrada de ABIGO Medical AB.

Pida a su representante de ventas más información o solicite su muestra.  
 ¡Compruebe por sus propios medios que ya es hora de pasarse a lo verde!